生物化学实验室安全守则

一、实验室安全要求

- 实验室设有存放外衣和书包的区域,与实验无关的个人物品勿拿到实验操作区。
- 2. 实验过程要求全程穿实验服操作。
- 3. 长发应束在脑后,禁止在实验室内穿拖鞋。
- 4. 手上勿佩戴首饰、留长指甲等,以免刺破手套。
- 5. 禁止在实验区域化妆和操作隐形眼镜。
- 6. 实验室内严禁抽烟、吃东西,实验操作区严禁喝水。
- 7. 摘除手套后,离开实验室等均应例行洗手。

二、实验操作安全规范

- 1. 实验前认真预习,熟悉实验与安全相关的内容,实验操作严格按要求进行。
- 2. 实验操作时应戴手套,手套被污染或破损应立即脱掉手套并清洗双手,更换新手套; 不要将手套带出实验室,切勿用戴手套的手触摸皮肤,特别是不要触摸眼、鼻等。
- 3. 安全使用化学试剂,避免化学试剂粘在衣服、皮肤、 眼睛或嘴中,勿将实验室物品与嘴接触。
- 4. 所有生物样本、培养物和废弃物应以安全方式处置和保存,如有必要,须经高压灭菌等有效方式消除污染。
- 5. 实验中避免使用利器,防止受伤。废弃的利器按照要求放到利器盒中。利器盒应贴有明确标识,当达到容量的3/4时锁闭,将其提交回收部门处理。
- 6. 发生事故或异常情况,无论大小都必须向老师报告, 及时处置。



三、实验室用电安全规则

正确使用实验仪器,防止火灾发生和触电危险。

- 实验室插线板不老化且不超负荷使用,不私拉电线。
- 使用前注意电压、电流是否符合仪器的要求,确认仪器使用的电压和插头形式接插正确,漏电的仪器一律不能使用。
- 严格按照操作规范使用仪器,不能随意拆卸。
- 不可以用潮湿的手接触通电工作的仪器,也不要用湿毛巾擦拭带电仪器,严防触电。
- 仪器在维修、拆卸或组装、整体移动等情况需要切断电源。
- 仪器使用完毕,应及时关闭电源开关,长时间不用应拔下电源插头。
- 培养箱、制冰机、冰箱等需要长时间通电使用的仪器需注意定期检查。

四、化学试剂安全管理及使用

- 1. 化学试剂管理:
- 实验室不存放大量易燃易爆的有机试剂,少量易燃试剂要远离火源、电开关,妥善保管。
- 有机试剂、易制毒化学品放在铁皮试剂柜中。
- 剧毒化学品、化学毒品标签清楚完好,单独存放,由专人管理。
- 使用之前熟知使用注意事项。
- •实验室有毒试剂的回收应备有一般无机物、一般有机物的废液桶。

废弃物标识及存放区





2. 化学试剂安全使用:

- 生化实验使用易燃、挥发性、有毒和腐蚀性的试剂,严格按照要求操作,安全称量、转移和保管。操作时应戴手套,必要时戴口罩、护目镜等防护用品,在通风橱中进行。注意不要沾到衣服和皮肤上,如不慎沾到皮肤或黏膜上,立即用大量水冲洗。
- 使用易燃试剂时严禁明火,勿倒入下水道。

五、预防生物危害

生物废弃物及相关沾染物必须进行高温高压灭活处理,包括

- 生物材料: 例如大肠杆菌、动物组织等。
- 生物活性物质: 离心分离后沉淀物/废弃液、菌体储液/缓冲液、动物组织器官、血液、分泌/排泄物(及其离心后产物/匀浆液等)、人工构建生物材料及其培养物等。
- 生物沾染物:器械,例如注射器、剪刀、镊子、手术刀、塑料剥胶铲等。耗材,例如吸水纸、滤膜/滤纸、离心超滤管、滴管、试管、滤器、吸头、培养皿、手套、口罩、玻片等。

六、实验室垃圾分类

- 生活垃圾和实验垃圾必须严格区分,本教室没有生活垃圾桶,任何垃圾桶内不得出现生活垃圾。
- 实验过程中产生的垃圾需固液分离,可用塑料烧杯暂时存放,待实验结束后集中处理。暂存垃圾的烧杯在使用后需清洗干净。
- 缓冲液等无危害的废液可直接倒入水池,其他废液需分类处理。
- 固体垃圾按类别投入相应垃圾桶。
- 实验结束后每个小组必须将各自垃圾全部按要求进行分类。值日 生负责监督和检查各小组垃圾分类是否正确,课后需整理各类垃圾箱。

实验垃圾分类基本原则

- 严格区分液体和固体垃圾,例如离心管内的大量废液需倒出后才可按固体垃圾处理。
- 带有化学或生物沾染物的固体垃圾,如吸头、离心管等,弃至医疗废物垃圾箱。手套和口罩单独分类,弃至专用垃圾箱。未沾染有毒有害试剂的垃圾,如包装袋、纸巾等,属于其他垃圾。
- 碎玻璃和空试剂瓶各有专用的回收纸箱。
- 利器类垃圾,如注射器的针头,弃至专用的利器盒。
- 凝胶类垃圾由于高温高压处理时会变为液体,需单独处理,暂存于专用的凝胶回收盒(标有凝胶回收的利器盒)。



七、实验室安全装置

- 灭火器:教室门口配置二氧化碳灭火器和干粉灭火器(适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾)。
- 灭火毯:能起到隔离热源及火焰的作用,可用于扑灭油锅火或者 披覆在身体上。
- 洗眼器和喷淋器
- 医药箱:可用于实验室常见利器划伤、刺伤,取出异物、清洗、 消毒、止血、包扎,必要时就医。





灭火器

灭火毯







洗眼器和喷淋器

洗眼器

医药箱